

Domotherm®

Insektenstichheiler



Gebrauchsanweisung

UEBE
Germany est.1890

Inhaltsverzeichnis

Zweckbestimmung	3
Kontraindikationen	3
Funktionsweise	4
Sicherheits- und Warnhinweise	5
Gerätebeschreibung	8
Batterien einlegen/wechseln	9
Anwendung des Gerätes	9
Mögliche Störungen und ihre Behebung	11
Kundenservice	12
Technische Daten	12
Zeichenerklärung	13
Entsorgung	14
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	15
Reinigung und Pflege	18
Garantie	20

Vielen Dank, dass Sie sich für den Domotherm Insektenstichheiler (nachfolgend auch als Gerät bezeichnet) entschieden haben.

Diese Gebrauchsanweisung soll dem Benutzer helfen, das Gerät sicher und effizient anzuwenden. Sie muss mit dem Produkt aufbewahrt und ggf. weitergegeben werden. Das Gerät muss entsprechend den in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Verfahren verwendet werden und darf nicht für andere Zwecke benutzt werden.

Zweckbestimmung

Der Domotherm Insektenstichheiler lindert Juckreiz und Schwellungen, die durch Insektenstiche oder -bisse verursacht werden, durch die Anwendung von Wärme (lokale Hyperthermie). Das Gerät ist geeignet zur Anwendung unter Aufsicht bei Personen über 3 Jahren und zur Selbstanwendung bei Personen über 12 Jahren. Es kann sowohl zu Hause als auch in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden. Es ist zur mehrfachen Verwendung bestimmt.

Kontraindikationen

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Diabetes leiden. Bei Diabetikern kann es unter Umständen zu einer verminderten Schmerzempfindlichkeit und zu Verbrennungen kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Menschen mit Behinderungen, Kindern unter 3 Jahren oder Personen mit verminderter Hitzeempfindlichkeit. Hierzu zählen Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbtem Gewebe im Anwendungsbereich, nach der Einnahme von Schmerzmitteln und nach Alkohol- oder Drogenkonsum.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf akut oder chronisch erkrankter, verletzter oder gereizter Haut (z. B. entzündete Haut, ob schmerzhaft oder nicht, gerötete Haut, Hautausschläge (z. B. Allergien), Verbrennungen, Erfrierungen, Blutergüsse), bei Schwellungen ohne Anzeichen eines Insektenstichs, auf offenen oder heilenden Wunden und Operationsnarben, bei denen der Heilungsprozess beeinträchtigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Fieber.

Kontraindikationen

- Nicht an empfindlichen Hautstellen anwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn bei Ihnen Störungen vorliegen, die das Schmerzempfinden verringern (z. B. Stoffwechselstörungen).
- Benutzen Sie das Gerät nicht gleichzeitig zusammen mit Lotionen, Cremes und Gels an der selben Hautstelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie aufgrund längerer Hitzeeinwirkung auf die gleiche Hautstelle unter anhaltender Hautreizung leiden.

Funktionsweise

Der Domotherm Insektenstichheiler ist ein leichtes, tragbares, batteriebetriebenes Gerät, das in direktem Kontakt an der betroffenen Hautstelle Wärme erzeugt, um den durch Insektenstiche verursachten Juckreiz und Schwellungen zu lindern oder zu beseitigen.

Wenn die Oberfläche der Insektenstichstelle kurzzeitig einer konzentrierten Wärmeeinwirkung ausgesetzt wird, werden die Hautnervenenden stimuliert, so dass sie auf das Gift im InsektenSpeichel reagieren. Gleichzeitig kann die Wärmewirkung auch die lokale Durchblutung fördern, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Giftstoffen beschleunigen, Juckreiz und Beschwerden lindern.

Die beste Wirkung erzielt man unmittelbar nach dem Insektenstich oder -biss. Wenn Sie zu lange mit der Behandlung warten und es bereits zu Juckreiz und Schwellungen kommt, kann der Insektenstichheiler nur eine begrenzte Wirkung

Funktionsweise

erzielen. Behandeln Sie die Stelle aber dennoch damit. Normalerweise kann der Juckreiz gelindert und die Heilung beschleunigt werden.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Konsultieren Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Arzt, wenn Sie an Hauterkrankungen, einer schweren Erkrankung (insbesondere thromboembolischen Erkrankungen oder wiederkehrenden bösartigen Wucherungen) oder unerklärlichen chronischen Schmerzen in irgendeinem Körperteil leiden.
- Das Gerät ist kein Ersatz für eine ärztliche Beratung und Behandlung. Sollten die Beschwerden trotz Anwendung des Insektenstichheilers bestehen bleiben, brechen Sie die Anwendung ab. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn sich die Symptome während oder nach der Anwendung des Gerätes verschlimmern und beenden Sie die Anwendung.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn es sich um einen Zeckenbiss handelt. Durch den Biss kann es zur Übertragung von Krankheitserregern wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose kommen.
- Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn Anzeichen von verstärktem Juckreiz, Hautrötungen, Schwellungen, Schwindel, Übelkeit, Atemnot, Quaddelbildung oder ein Absinken oder Anstieg des Blutdrucks auftreten.
- Nicht in der Nähe der Augen, der Augenlider, im Mund, auf Schleimhäuten oder auf feuchter Haut anwenden.


Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät enthält empfindliche Teile und muss vor starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Erschütterungen, Staub und direktem Sonnenlicht geschützt werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Vermeiden Sie starke Vibrationen.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung die Funktionssicherheit und den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.
- Die Anwendung dieses Gerätes in der Nähe von tragbaren Telefonen, Mikrowellen- oder sonstigen Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern kann zu Fehlfunktionen führen. Halten Sie bei der Benutzung einen Mindestabstand von 30 cm zu solchen Geräten ein.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Lassen Sie kein Wasser auf das Gerät spritzen. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es vollständig trocken ist.
- Das Gerät enthält Kleinteile (z. B. Batterien), die von Kindern verschluckt werden könnten. Gerät daher nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern (Erstickungsgefahr). Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie nicht gleichzeitig neue und alte Batterien oder Batterien verschiedenen Typs.
- Sie benötigen 2 x 1,5 Volt Batterien. Wieder aufladbare Batterien haben nur 1,2 Volt Spannung und sind deshalb ungeeignet.
- Versuchen Sie nicht, normale Trockenzellenbatterien aufzuladen, da sie auslaufen können. Dies kann einen Brand oder sogar eine Explosion verursachen.
- Wenn Haut oder Augen mit Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Batterien nicht ins Feuer werfen. Sie könnten explodieren oder auslaufen.
- Batterien niemals zerlegen, öffnen oder quetschen.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie bitte die Batterien. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern bei Temperaturen von unter 30 °C auf.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall in Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist.

Gerätebeschreibung



*Programmauswahl:

1 x drücken: Anwendungsdauer 3 Sekunden bei max. 47 °C
Status-LED leuchtet blau

2 x drücken: Anwendungsdauer 6 Sekunden bei max. 50 °C
Status-LED leuchtet gelb

Batterien einlegen/wechseln

- Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie ihn in Pfeilrichtung aufschieben (Bild 1).
- Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Gerät und legen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung (Markierung im Batteriefach).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den Batteriedeckel entgegen der Pfeilrichtung schieben und einrasten lassen.

Wenn die Batterien zu schwach sind, um weitere Behandlungen durchzuführen, blinkt die Status-LED 3 Mal und es ertönen 3 Signaltöne hintereinander. Wechseln Sie zeitnah beide Batterien.




Bild 1

Anwendung des Gerätes

Achten Sie vor jeder Anwendung darauf, dass sich kein Insektenstachel mehr an der Einstichstelle befindet. Entfernen Sie den Stachel vorsichtig.

Abhängig von der Empfindlichkeit des Benutzers und der betroffenen Hautpartie kann die Behandlungstemperatur als unangenehm empfunden werden, zu leichten Hautrötungen und in seltenen Fällen zu gereizter Haut führen.

Um die juckreizlindernde Wirkung auf die Hautnerven zu erzielen, ist ein kurzzeitiger leichter Hitzeschmerz erforderlich. Wenn sich die Wärmeeinwirkung zu heiß anfühlt, brechen Sie die Behandlung sofort ab.

Anwendung des Gerätes

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Status-LED leuchtet grün und es ertönt ein Signalton. Das Gerät ist nun bereit zur Anwendung.
- Platzieren Sie das Heizelement auf der Einstichstelle.
- Für eine Anwendungszeit von 3 Sekunden drücken Sie einmal die Start-Taste. Diese kurze Anwendungszeit wird empfohlen bei der ersten Benutzung oder bei empfindlicher Haut. Die Status-LED leuchtet blau und das Heizelement erwärmt sich auf 47 °C (± 2 °C). Nach 3 Sekunden ertönt ein Signalton, der das Ende der Anwendung anzeigt. Die Status-LED leuchtet nun wieder grün.
- Für eine Anwendungszeit von 6 Sekunden drücken Sie zweimal die Start-Taste. Diese längere Anwendungszeit wird empfohlen bei regelmäßiger Anwendung auf normaler Haut. Die Status-LED leuchtet gelb und das Heizelement erwärmt sich auf 50 °C (± 2 °C). Nach 6 Sekunden ertönt ein Signalton, der das Ende der Anwendung anzeigt. Die Status-LED leuchtet nun wieder grün.
- Entfernen Sie das Gerät von der Einstichstelle, sobald der Signalton am Ende der Anwendung ertönt.

Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie das Gerät erneut an der selben Einstichstelle verwenden. Sie können aber sofort weitere Stiche/Bisse an anderen Hautstellen behandeln. Die maximale Anzahl von 5 Anwendungen pro Stunde an der selben Einstichstelle sollte aber nicht überschritten werden.

Das Gerät schaltet sich 5 Minuten nach der letzten Behandlung automatisch ab. Sie können das Gerät auch bereits vorher durch Drücken der Ein/Aus-Taste abschalten.

Anwendung des Gerätes

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und das Heizelement abgekühlt ist, bevor Sie es wegräumen.

Mögliche Störungen und ihre Behebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die Batterien sind nicht korrekt eingesetzt.	Setzen Sie die Batterien korrekt ein.
	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie beide Batterien wie auf Seite 9 beschrieben.
Das Gerät wird nicht mehr heiß genug.	Die Batterien sind zu schwach.	Ersetzen Sie beide Batterien wie auf Seite 9 beschrieben.
Der Signalton ertönt 3-mal und die Status-LED blinkt - auch nach Aus- und wieder Einschalten des Gerätes.	Die Batterien sind zu schwach, so dass das Gerät möglicherweise nicht mehr betrieben werden kann.	Ersetzen Sie beide Batterien wie auf Seite 9 beschrieben.
Die Anwendung kann nicht gestartet werden, obwohl die Status-LED grün blinkt.	Das Gerät muss erneut eingeschaltet werden.	Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste
Der Signalton ertönt 5-mal und die Status-LED blinkt - auch nach Aus- und wieder Einschalten des Gerätes.	Möglicherweise ist das Gerät defekt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.

Kundenservice

Eine Reparatur des Gerätes darf nur durch den Hersteller oder eine ausdrücklich dazu ermächtigte Stelle erfolgen. Bitte wenden Sie sich an:

UEBE Medical GmbH
Bgm.-Kuhn-Str. 22
97900 Kilsheim, Deutschland
info@uebe.com, www.uebe.com


Technische Daten

Modell:	IBR30
Abmessungen:	109,5 mm x 34 mm x 24,2 mm
Gewicht:	25 g ohne Batterien
Stromversorgung:	2 x 1,5 V AAA Batterien LR03
Batterielebensdauer:	ca. 300 Anwendungen (mit neuen Batterien)
Maximale Temperatur des Heizelements:	47 °C ± 2 °C bei verkürzter Anwendung (3 Sekunden)
	50 °C ± 2 °C bei normaler Anwendung (6 Sekunden)
IP-Klassifizierung:	IP 42: Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1 mm, Schutz gegen Tropfwasser.
Typ des Anwendungsteils:	BF

Technische Daten

Betriebsbedingungen:	Umgebungstemperatur 10 bis 40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 30 bis 85 %, Luftdruck 700 bis 1060 hPa
Lager- und Transportbedingungen:	Umgebungstemperatur -10 bis 50 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 30 bis 85 %, Luftdruck 700 bis 1060 hPa
Zu erwartende Betriebslebensdauer:	5 Jahre
Lieferumfang:	Insektenstichheiler, Gebrauchsanweisung, 2 Batterien

Zeichenerklärung

 Dieses Produkt hält die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte ein und trägt das Zeichen CE 0598 (SGS Fimko Ltd., Finnland).

RoHS Entspricht den Vorgaben der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Gebrauchsanweisung beachten



Achtung



Medizinprodukt

Zeichenerklärung



Chargenbezeichnung



Referenznummer = Artikelnummer



Eindeutige Produktidentifizierung



Hersteller



Bevollmächtigter in der Europäischen Union



Importeur



Herstellungsdatum



Temperaturbegrenzung



Luftfeuchtigkeitsbegrenzung

Entsorgung



Batterien und technische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen bei den entsprechenden Sammel- bzw. Entsorgungsstellen abgegeben werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Das Gerät ist ein elektrisches Medizinprodukt und unterliegt speziellen Vorsichtsmaßnahmen bezüglich EMV, die in der Bedienungsanleitung veröffentlicht werden müssen.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen können das Gerät beeinflussen. Die Benutzung des Gerätes mit nicht freigegebenem Zubehör kann das Gerät negativ beeinflussen und die EMV verändern. Das Gerät soll nicht unmittelbar benachbart oder zwischen anderen Elektrogeräten verwendet werden. Es ist für den Einsatz in allen in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Umgebungen, einschließlich häuslicher Umgebung, geeignet.

Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen des internationalen Standards IEC60601-1-2. Unter nachfolgend beschriebenen Bedingungen werden die Anforderungen erfüllt.

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Aussendung

Aussendungs-Messungen	Übereinstimmung
HF Aussendungen CISPR 11	Gruppe 1
HF Aussendungen CISPR 11	Klasse B
Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2	Nicht anwendbar
Spannungsschwankungen/Flicker nach IEC 61000-3-3	Nicht anwendbar

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Störfestigkeitsprüfungen	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel
Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2	±8 kV Kontaktentladung ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luftentladung	±8 kV Kontaktentladung ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luftentladung
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Bursts nach IEC 61000-4-4	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Stoßspannungen (Surges) nach IEC 61000-4-5	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nach IEC 61000-4-11	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
Leitungsgeführte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-6	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Gestrahlte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Gestrahlte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-3 – Prüffestlegungen für die Störfestigkeit von Umhüllungen gegenüber hochfrequenten drahtlosen Kommunikationseinrichtungen							
Prüffrequenz MHz	Frequenzband MHz	Funkdienst	Modulation	Maximale Leistung W	Entfernung m	Störfestigkeits-Prüfpegel V/m	Übereinstimmungspegel V/m
385	380 bis 390	TETRA 400	Pulsmodulation 18 Hz	1.8	0.3	27	27
450	430 bis 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz Hub 1 kHz Sinus	2	0.3	28	28
710 745 780	704 bis 787	LTE Band 13,17	Pulsmodulation 217 Hz	0.2	0.3	9	9
810 870 930	800 bis 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulsmodulation 18 Hz	2	0.3	28	28
1720 1845 1970	1700 bis 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulsmodulation 217 Hz	2	0.3	28	28
2450	2400 bis 2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450 LTE Band 7	Pulsmodulation 217 Hz	2	0.3	28	28
5240 5500 5785	5100 bis 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulation 217 Hz	0.2	0.3	9	9

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Gestrahlte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-39 – Prüffestlegungen für die Störfestigkeit von Umhüllungen gegenüber magnetischen Feldern in unmittelbarer Nähe

Prüffrequenz	Modulation	IEC 60601-1-2 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel
30 kHz	Continuous Wave	8 A/m	8 A/m
134,2 kHz	Pulsmodulation 2,1 kHz	65 A/m	65 A/m
13,56 kHz	Pulsmodulation 50 kHz	7,5 A/m	7,5 A/m

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät vor jeder Benutzung.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, lassen Sie es abkühlen und entnehmen Sie die Batterien.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege des Gerätes keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt, kann dies zu Schäden am Gerät oder zu Fehlfunktionen führen.

Reinigung und Pflege

- Falls Wasser oder sonstige Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, entnehmen Sie bitte die Batterien und verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Substanzen, die bei Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten, beim Verschlucken oder Einatmen potenziell giftig sein könnten. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie niemals das Gerät oder Teile davon im Geschirrspüler oder in der Waschmaschine.
- Vermeiden Sie die Verwendung mechanischer Reinigungsgeräte wie z. B. Bürsten, da dies zu irreparablen Schäden am Gerät führen kann.
- Wenn Sie das Gerät an mehreren verschiedenen Einstichstellen verwenden, empfehlen wir, das Heizelement jedes Mal mit einem handelsüblichen Alkohol-Desinfektionstuch zu reinigen. Dadurch wird die Übertragung von Keimen und Bakterien von einem Hautbereich auf den anderen verringert.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen, kühlen, gut belüfteten und vor Sonnenstrahlen geschützten Umgebung auf.
- Achten Sie bei der Aufbewahrung darauf, dass keine schweren Gegenstände auf dem Gerät liegen.

Reinigung und Pflege

- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C aufbewahrt wurde, lassen Sie es mindestens 4 Stunden bei Raumtemperatur liegen, bevor Sie es benutzen.

Garantie

Das Gerät wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und geprüft. Für den Fall, dass es trotzdem bei der Auslieferung Mängel aufweisen sollte, geben wir eine Garantie zu den nachfolgenden Konditionen:

Während der Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum beheben wir solche Mängel nach unserer Wahl und auf unsere Kosten in unserem Werk durch Reparatur oder Ersatzlieferung eines mangelfreien Gerätes.

Nicht unter die Garantie fällt die normale Abnutzung von Verschleißteilen oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Handhabung (z. B. ungeeignete Stromquellen, Bruch, ausgelaufene Batterien) und/oder Demontage des Gerätes durch den Käufer entstehen. Ferner werden durch die Garantie keine Schadenersatzansprüche gegen uns begründet.

Garantieansprüche können nur in der Garantiezeit und durch Vorlage des Kaufbeleges geltend gemacht werden. Im Garantiefall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und Beschreibung der Reklamation zu senden an:

UEBE Medical GmbH
Service-Center
Bgm.-Kuhn-Str. 20
97900 Kulsheim, Deutschland

Garantie

Die Kosten der Rücksendung des Gerätes in unser Werk trägt der Einsender. Unfrei zurück gesendete Reklamationen werden von UEBE nicht angenommen.

Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers gegen den Verkäufer (beispielsweise Mangelansprüche, Produzentenhaftung) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte beachten Sie: Im Garantiefall bitte unbedingt den Kaufbeleg beilegen.

Domotherm®

Insektenstichheiler

Domotherm und UEBE sind international
geschützte Warenzeichen der



UEBE Medical GmbH

Bgm.-Kuhn-Str. 22
97900 Kulsheim, Deutschland
info@uebe.com, www.uebe.com

REF 15010

PZN-19279631

7 15010 002 A 2024-03



AOJ HEALTH Technology Co. Ltd.
Room 202, Building 5, Shuhe Industrial Park,
Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an
District, 518126 Shenzhen, P.R.C.



Share Info GmbH
Heerdter Lohweg 83
40549 Düsseldorf
Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck auch auszugsweise untersagt.
© Copyright 2024 UEBE Medical GmbH

CE 0598

UEBE
Germany est.1890